

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Сульфат-ион	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012 (метод 2)	500	45,2				
6	Гидрокарбонат-ион	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31957-2012 (метод А, способ 2)	Не норм.	262,4				
7	Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99	5,0	0,79				

Ответственный за подготовку протокола:  
менеджер по качеству

*Л.Н.*

Л.Н. Багаудинова